

유세포분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0008027



소개

유세포분석을 위해 인간 및 시노물거스 원숭이 면역글로불린 델타 사슬을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. B세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항인간/원숭이 IgD mAb
비고/별칭	면역글로불린 중쇄 불변 델타
종	인간
GeneID (인간)	3495
GeneID	3495
면역원	재조합 단백질; 인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩