


유세포분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항-마우스 Cd11B 단클론성 항체 - P05555

품목 번호: CM0010218



소개

유세포분석용 마우스 CD11b(인테그린 알파-M)을 타겟으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론성 항체입니다. 백혈구 부착 수용체인 마우스 CD11b를 인식합니다. 면역표현형 분석 및 면역 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종 (Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3684
GeneID	16409
면역원 (Immunogen)	마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)