

유세포 분석용 Apc/Cyanine7 토 토끼 항-마우스 Cd25 단일클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0004646

소개

마우스 CD25 (IL-2RA, p55)를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 이 시약은 마우스 면역 세포 표면의 CD25를 정밀하게 검출할 수 있으며, 면역 관용 및 조절 T 세포(Treg) 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3559
GeneID	16184
항원(Immunogen)	마우스 CD25 (NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P01590
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)