

Fc용 Apc/Cyanine7 토끼 항-마우스 Cd34 단일클론 항체 - Q64314

품목 번호: CM0010462

소개

마우스 CD34에 대한 APC/Cyanine7 결합 토끼
단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해
검증되었습니다. 마우스 모델에서 조혈 모세포 및
줄기세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 분자;GIG3;MORT1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	947
GeneID	12490
항원(Immunogen)	마우스 CD34 (NP_598415.1)의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백 (Ice bag)