


유세포 분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항-마우스 Cd44 단클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0004622



소개

마우스 CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES)에 대한 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다. 예상 분자량 85 kDa. 유니프로트(UniProt) P15379.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	960
GeneID	12505
면역원(Immunogen)	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)