


유세포분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD8A 단일클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0005535



소개

유세포분석용 마우스 CD8a (Ly-2/Lyt-2)를 타겟으로 하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 27 kDa T세포 공동수용체를 인식하며, FC에서 마우스 CD8a 검출을 위해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	941
GeneID	12525
면역원(Immunogen)	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)