

Apc/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 단일클론항체 - 유세포분석용 - P01831

품목 번호: CM0007782

소개

마우스 CD90.2(Thy-1)를 표적하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증됨. 세포 상호작용에 관여하는 GPI-고정 막당단백질. 면역학 및 신경과학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	21838
면역원	합성 펩타이드; 마우스 CD90.2 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	유세포분석(FC)
교차반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백