

Apc/Cyanine7 Rabbit Anti-Nhp Igd 단일클론 항체 - Cynomolgus Monkey Igd

품목 번호: CM0005941

소개

이 APC/Cyanine7로 접합된 토끼 단일클론 항체는 비인간 영장류(NHP) 면역글로불린 델타 중쇄를 표적으로 하며 유세포 분석(FC)에 사용됩니다. Cynomolgus 및 Rhesus 원숭이 IgD와 교차 반응하여 영장류 연구 모델에서의 면역 세포 분석을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-NHP IgD mAb
종	Cynomolgus monkey
면역원	Cynomolgus monkey 면역글로불린 델타 중쇄 제조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	Cynomolgus, Rhesus
배송	아이스백