

Apc/Cyanine7 랫트 안티-마우스 Cd45R/B220 단일클론 항체 For Fc - P06800

품목 번호: CM0005313

소개

마우스 CD45R/B220을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 랫트 단일클론 항체. 유세포 분석법에 대해 검증됨, T-세포 활성화 및 면역 시냅스 신호 전달에 관여하는 수용체형 티로신-단백질 포스파타제 C (CD45)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 제품명         | APC/Cyanine7 랫트 안티-마우스 CD45R/B220 mAb           |
| 비고/별칭       | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4 |
| 종           | 마우스                                             |
| GeneID (인간) | 5788                                            |
| GeneID      | 19264/5788                                      |
| 면역원         | 마우스 CD45R/B220 재조합 단백질                          |
| 원천          | 랫트                                              |
| 범주          | 단일클론 항체                                         |
| 응용 분야       | FC (유세포 분석법)                                    |
| 교차 반응성      | 마우스                                             |
| SWISS       | P06800                                          |
| 단백질 분자량     | 130kDa/140kDa/144kDa                            |
| 배송          | 아이스백                                            |