


Apc/Cyanine7 래트 항-마우스 Mhc Class Ii (I-A/I-E) 단일클론항체 (Fc용) - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0010101



소개

면역학 연구 및 진단 분석법 개발을 위한 유세포 분석용 APC/Cyanine7 결합 래트 단일클론항체로, 마우스 MHC Class II (I-A/I-E)를 표적합니다. 다수의 일배체형(haplotype)과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 래트 항-마우스 MHC Class II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
GeneID	14969, 14961, 381091, 14960
면역원	마우스 MHC Class II (I-A/I-E) 재조합 단백질
출처	래트
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
단백질 무게	30kDa / 32kDa / 26kDa
배송	아이스팩