


Apex1/Ape1 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P27695

품목 번호: CM0002932



소개

APEX1/APE1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응성이 있습니다. DNA 복구 및 산화 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APEX1/APE1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
종	인간
유전자ID (인간)	328
유전자ID	328
면역원	합성 펩타이드 인간 APEX1/APE1 (P27695)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27695
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩