


Apoa1 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P02647

품목 번호: CM0013002



소개

인간 APOA1(아포지단백 A-I)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 역콜레스테롤 수송 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOA1 토끼 pAb
비고/별칭	HPALP2; apo(a); APOA1
종	인간
유전자ID (인간)	335
유전자ID	335
면역원	인간 APOA1 (NP_000030.1)의 아미노산 25-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02647
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스 팩