

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 아포지단백질 Ci 토끼 단클론 항체 - P02654

품목 번호: CM0008449



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 인간 아포지단백질 CI(APOC1)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아포지단백질 CI 토끼 mAb
비고/별칭	Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; 아포지단백질 CI
종	인간
유전자 ID(인간)	341
유전자 ID	341
면역원	합성 펩타이드: 인간 APOC1(P02654)에서 유래한 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02654
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩