

Arabidopsis Thaliana용 Aprr3 토끼 다클론 항체(Wb, Elisa) - Aprr3 토끼 Pab

품목 번호: CM0019236

소개

Arabidopsis thaliana의 재조합 APRR3 단백질에 대해 생성된 APRR3 토끼 다클론 항체입니다. 식물 과학 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APRR3 토끼 pAb
비고/별칭	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; 의사 반응 조절자 3
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	836132
면역원	재조합 단백질(Arabidopsis thaliana APRR3(NP_568919.1)의 아미노산 245~371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
배송	아이스팩