

Aprr7 토끼 다클로날 항체 - Aprr7

품목 번호: CM0019936

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 APRR7 토끼 다클로날 항체입니다. *Arabidopsis thaliana* APRR7 (pseudo-response regulator 7)를 특이적으로 검출합니다. 식물 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APRR7 Rabbit pAb
비고/별칭	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; pseudo-response regulator 7
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	831793
면역원	*Arabidopsis thaliana* APRR7 (NP_568107.1)의 아미노산 236-339에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
배송	아이스팩