


Aqp5 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P55064

품목 번호: CM0014877



소개

CamelBio는 인간 아쿠아포린-5(Aquaporin-5)를 표적으로 하는 AQP5 토끼 다클론 항체(pAb, P55064)를 제공합니다. 본 항체는 WB, IHC-P, ELISA 실험에 사용 가능하며 마우스와 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 수분 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AQP5 토끼 pAb
비고/별칭	PPKB; AQP-5; AQP5
종	인간
유전자 ID (인간)	362
유전자 ID	362
면역원	인간 AQP5 (NP_001642.1)의 아미노산 200-265번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P55064
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스 팩