

Wb, If/Icc, Elisa용 Ar-V7 Rabbit Pab - P10275-3

품목 번호: CM0023357

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 AR-V7 (안드로겐 수용체 스플라이스 변이체)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 리간드 결합 도메인이 결합된 구성적으로 활성화된 아이소폼(67 kDa)을 표적합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AR-V7 Rabbit pAb
비고/별칭	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	367
GeneID	367
면역원(Immunogen)	인간 AR-V7 (NP_001334990.1)의 아미노산 544-644 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P10275-3
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)