

Arginase-1 Rabbit Mab For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

품목 번호: CM0007929

소개

마우스 Arginase-1 (Arg-1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 요소 회로, 면역 조절, 종양 면역 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Arginase-1 Rabbit mAb                                                         |
| 비고/별칭          | AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1                                                   |
| 종              | 마우스                                                                           |
| GeneID (Human) | 383                                                                           |
| GeneID         | 11846                                                                         |
| 면역원            | 재조합 단백질 / 마우스 Arginase-1 (NP_031508.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                                            |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                                       |
| 응용 분야          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                        |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                                   |
| SWISS          | Q61176                                                                        |
| 단백질 분자량        | 35kDa                                                                         |
| 배송             | 아이스백                                                                          |