


아르기나제 2 (Arg2) 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa 용 - P78540

품목 번호: CM0029867



소개

WB 및 ELISA용 아르기나제 2 (ARG2) 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 면역원은 아미노산 270-354에 해당합니다. 아르기닌 대사, 면역 조절 및 미토콘드리아 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	아르기나제 2 (ARG2) 토끼 pAb
비고/별칭	ARG2; 아르기나제 2 (ARG2)
종	인간
유전자ID (인간)	384
유전자ID	384
면역원	인간 아르기나제 2 (ARG2) (NP_001163.1)의 아미노산 270-354에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78540
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩