

Arhgap30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

품목 번호: CM0022792

소개

ARHGAP30 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 및 마우스에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. RAC1 및 RHOA에 대한 GAP인 Rho GTPase-activating protein 30을 표적합니다. 재조합 면역원, 토끼 기원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP30 Rabbit pAb
비고/별칭	ARHGAP30
종	인간
유전자 ID (인간)	257106
유전자 ID	257106
면역원	인간 ARHGAP30 (NP_859071.2)의 아미노산 485-585에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z6I6
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스백