

Arhgdib 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P52566

품목 번호: CM0026016



소개

인간 ARHGDIB (RhoGDI2/Ly-GDI)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 표적을 검출합니다. Rho GTPase 신호 전달 및 액틴 골격 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGDIB 토끼 pAb
비고/별칭	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	397
GeneID	397
면역원	인간 ARHGDIB (NP_001166.3)의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P52566
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)