

Wb 및 Elisa용 Arms2 토끼 다클론 항체 - P0C7Q2

품목 번호: CM0018136

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 ARMS2 토끼 다클론 항체로, 연령 관련 황반변성 및 인간 망막과 태반에서의 ARMS2 단백질 발현 연구에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARMS2 토끼 pAb
비고/별칭	ARMD8; ARMS2
종	인간
유전자 ID (인간)	387715
유전자 ID	387715
면역원	인간 ARMS2(NP_001093137.1)의 아미노산 1~107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P0C7Q2
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백