

Wb, Elisa용 Arr3 토끼 다클론 항체 - P36575

품목 번호: CM0015598

소개

인간 ARR3(원추체 어레스틴)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 망막 신호 전달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARR3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
종	인간
GeneID	407
면역원	인간 ARR3(NP_004303.2)의 아미노산 1-260번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P36575
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩