

Wb 및 Elisa용 Ascl1 토끼 다클론 항체 - P50553

품목 번호: CM0017556

소개

신경 분화에 중요한 전사인자인 인간 ASCL1(Achaete-scute homolog 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ascl1 토끼 pAb
비고/별칭	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
종	인간
GeneID (인간)	429
GeneID	429
면역원	인간 Ascl1 (NP_004307.2)의 아미노산 150-236번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P50553
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩