

Wb, If, Ihc, Elisa용 Asc/Tms1 토끼 단일클론 항체 - Q9Epb4

품목 번호: CM0006294



소개

마우스 ASC/TMS1 (Pycard)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 쥐 ASC를 검출하며, 인플라마솜 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASC/TMS1 Rabbit mAb
비고/별칭	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
종(Species)	Mouse
GeneID (사람)	29108
GeneID	66824
항원(Immunogen)	마우스 ASC/TMS1 (NP_075747.3)의 아미노산 1-93에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9EPB4
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)