

Asmt 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa 용 - P46597

품목 번호: CM0018238



소개

인간 ASMT(아세틸세로토닌 O-메틸트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 멜라토닌 생합성 경로 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASMT 토끼 pAb
비고/별칭	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
종	인간
유전자ID (인간)	438
유전자ID	438
면역원	재조합 단백질[인간 ASMT (NP_001164510.1)의 아미노산 76-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P46597
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩