

Aspm 토끼 다클론 항체 - 유전자 Id: 259266

품목 번호: CM0022595

소개

ASPM(비정상 방추체 유사 소두증 관련 단백질)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 신경 발달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ASPM 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
유전자 ID	259266
면역원	합성 펩타이드; 인간 ASPM(NP_060606.3)의 아미노산 450-550 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
배송	아이스팩