


Ass1 Rabbit Pab - P00966

품목 번호: CM0022279



소개

인간 ASS1(아르지니노석시네이트 합성효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응; 요소 회로 및 아르기닌 생합성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASS1 Rabbit pAb
비고/별칭	ASS; CTLN1; ASS1
종	인간
유전자 ID (인간)	445
유전자 ID	445
면역원	인간 ASS1 (NP_446464.1)의 아미노산 1-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00966
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백