


## 비대칭 디메틸-히스톤 H3 (R17) 래빗 폴리클로날 항체 – Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000384



### 소개

아르지닌 17번(R17)에서 비대칭 디메틸화된 히스톤 H3에 특이적인 래빗 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R17 래빗 pAb                                                                                         |
| 비고/별칭       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17 |
| 종           | 인간                                                                                                                |
| GeneID (인간) | H3                                                                                                                |
| GeneID      | 8290/8350                                                                                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R17 주변 비대칭 디메틸화 합성 펩타이드                                                         |
| 원천          | 래빗                                                                                                                |
| 카테고리        | 메틸화 항체                                                                                                            |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)                                                                                          |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                                                                     |
| 단백질 분자량     | 15kDa                                                                                                             |
| 배송          | 아이스백                                                                                                              |