


비대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 (Q16695/P68431) 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용)

품목 번호: CM0000271



소개

히스톤 H3의 아르기닌 2번 위치의 비대칭 디메틸화를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체(Q16695/P68431). WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료; 인간, 마우스, 쥐 및 기타 종과 교차 반응함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R2
종	인간
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 R2 주변 합성 비대칭 디메틸화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 종 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스팩