

비대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb 및 Elisa용

품목 번호: CM0000243



소개

이 토끼 다클론 항체는 아르기닌 2 위치의 히스톤 H3 비대칭 이메틸화(H3R2me2a)를 특이적으로 인식합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 등 여러 종과 교차 반응성이 있어 후성유전학 및 염색질 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 R2 주변의 합성 비대칭 디메틸화 펩타이드 (NP_003520.1)
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백