


후성유전학 연구를 위한 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 래빗 단일클론항체 (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000249



소개

히스톤 H3 (SWISS Q16695/P68431)의 아르기닌 8번 위치 비대칭 디메틸화를 표적하는 래빗 단일클론항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 후성유전학 및 염색질 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 래빗 단일클론항체
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8
종	인간
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R8 주변 비대칭 디메틸화 합성 펩타이드
원천	래빗
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백