


비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 토끼 Pab (Q16695 / P68431) – Wb, Ihc-P, Chip, Elisa용으로 검증됨

품목 번호: CM0000374



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP용으로 검증된 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종(광범위한 예측 범위)을 인식합니다. 아르기닌 메틸화 및 크로마틴 조절의 후성유전학 연구에 이상적입니다. UniProt: Q16695 / P68431.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 비대칭 디메틸-히스톤 H3-R8
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R8 주변 비대칭 디메틸화된 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 예측 범위)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩