


비대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 (P62805) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000276



소개

히스톤 H4(스위스-프로트 P62805)의 Arg3 위치 비대칭 디메틸화에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯팅, 면역조직화학(파라핀), ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과 반응할 것으로 예측되어 후성유전학 및 염색질 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
종	인간
GeneID (Human)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드; 인간 HIST2H4A (NP_003529.1)의 R3 주변 비대칭 디메틸화 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩