


비대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 토끼 Pab | P62805 | Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa 검증

품목 번호: CM0000262



소개

히스톤 H4 아르지닌 3 (P62805)의 비대칭 디메틸화에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종에 대한 광범위한 교차 반응성을 보입니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 토끼 pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
종	인간
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원	인간 히스톤 H4 (NP_003539.1)의 R3 주위 비대칭 디메틸화된 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스백