


Wb, Elisa용 Atad2 토끼 Mab - Q6Pl18

품목 번호: CM0003444



소개

웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA용 ATAD2 토끼 단일클론 항체로, 인간 ATAD2(Q6PL18)에 특이적입니다. 유방암, 에스트로겐 수용체 신호 전달, 전사 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATAD2 토끼 mAb
비고/별칭	ANCCA; CT137; PRO2000; ATAD2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	29028
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 ATAD2 (Q6PL18)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q6PL18
단백질 분자량	159kDa
배송(Shipping)	아이스백