

Atf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P18846

품목 번호: CM0030597

소개

ATF1 토끼 다클론 항체는 인간과 마우스에서 WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 증식 및 형질 전환에 관여하는 주요 CRE-결합 단백질인 cyclic AMP-의존 전사 인자 ATF-1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATF1 Rabbit pAb
비고/별칭	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
종	인간
유전자 ID (인간)	466
유전자 ID	466
면역원	인간 ATF1 (NP_005162.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P18846
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백