

Atf6 Rabbit Mab - P18850

품목 번호: CM0007794

소개

WB, IP, IHC-P 및 ELISA용 Anti-ATF6 토끼 단일클론 항체. 소포체 막에 매립된 핵심 UPR 전사 인자 전구체인 사람 ATF6를 표적합니다. IVD 개발을 위한 신뢰할 수 있는 원료.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATF6 Rabbit mAb
비고/별칭	ACHM7; ATF6A
종	사람
GeneID	22926
면역원	사람 ATF6 (NP_031374.2)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P18850
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백