

Atf6 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P18850

품목 번호: CM0016689

소개

ATF6(ACHM7/ATF6A)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 소포체 스트레스 및 UPR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATF6 토끼 pAb
비고/별칭	ACHM7; ATF6A; ATF6
종	인간
GeneID (인간)	22926
GeneID	22926
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P18850
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백