

Atmin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43313

품목 번호: CM0027087

소개

인간 ATMIN(ASCIZ/ZNF822)을 표적하는 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. DNA 손상 및 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATMIN Rabbit pAb
비고/별칭	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
종	인간
유전자 ID (인간)	23300
유전자 ID	23300
면역원	인간 ATMIN (NP_056066.2)의 아미노산 160-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43313
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백