

Wb, Elisa용 Atp1A2 토끼 Pab - P50993

품목 번호: CM0014348

소개

인간 ATP1A2 (P50993)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 나트륨 펌프 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP1A2 토끼 pAb
비고/별칭	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
종	인간
유전자ID (인간)	477
면역원	인간 ATP1A2 (NP_000693.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50993
단백질 분자량	112kDa
배송 방식	아이스 팩