


Wb, Elisa용 Atp6V1A 토끼 다클론 항체 - P38606

품목 번호: CM0013557



소개

사람 ATP6V1A에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 단백질을 검출합니다. 자가포식 및 리소좀 연구를 위한 V-ATPase 촉매 소단위를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V1A 토끼 pAb
비고/별칭	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
종	사람
GeneID (사람)	523
GeneID	523
면역원	합성 펩타이드: 사람 ATP6V1A(NP_001681.2)의 아미노산 500-600번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P38606
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩