


Wb, Elisa용 Atr 토끼 다클로날 항체 - Q13535

품목 번호: CM0024774



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 용도의 인간 ATR(세린/트레오닌 단백질 키나제 ATR)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. DNA 손상 및 체크포인트 신호 전달 연구에서의 ATR 검출을 위해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATR Rabbit pAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	545
GeneID	545
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)