

Aven Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nqs1

품목 번호: CM0017679

소개

AVEN (PDCD12) 래빗 폴리클로날 항체 for WB 및 ELISA. 인간 및 쥐의 AVEN을 검출하며, Apaf-1 매개 세포사멸로부터 보호하는 세포사멸 조절자입니다. 고환, 난소, 흉선 및 기타 조직의 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                             |
| 제품명         | AVEN Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | PDCD12; AVEN                                                  |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 57099                                                         |
| 유전자 ID      | 57099                                                         |
| 면역원         | 인간 AVEN (NP_065104.1)의 아미노산 203-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 쥐                                                         |
| SWISS       | Q9NQS1                                                        |
| 단백질 분자량     | 39kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |