

Wb, Ihc-P, Elisa용 Bag3 토끼 단일클론 항체 - O95817

품목 번호: CM0011209

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 BAG3(Bcl-2-associated athanogene 3)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 BAG3를 인식하며, 자가포식, 세포사멸 및 스트레스 반응에 관여하는 공동 샤페론을 표적으로 합니다. 암 및 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAG3 토끼 mAb
비고/별칭	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
종	인간
GeneID	9531
면역원	인간 BAG3(O95817)의 아미노산 50-150번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95817
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩