

Wb 및 Elisa용 Batf3 토끼 다클로날 항체 - Q9Nr55

품목 번호: CM0013622

소개

인간 BATF3에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와의 교차 반응성이 있습니다. 수지상 세포 분화 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BATF3 Rabbit pAb
비고/별칭	JDPI; SNFT; JUNDM1; BATF3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55509
GeneID	55509
면역원(Immunogen)	인간 BATF3 (NP_061134.1)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q9NR55
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)