

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Bcas2 토끼 다클론 항체 - O75934

품목 번호: CM0027742



소개

pre-mRNA 스플라이싱 인자인 인간 BCAS2(SPF27)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며 인간, 마우스 및 쥐(rat)와 교차 반응성을 보입니다. DNA 손상 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCAS2 토끼 pAb
비고/별칭	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
종	인간
GeneID	10286
면역원	인간 BCAS2(NP_005863.1)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	O75934
단백질 무게	26kDa
배송	아이스팩