


## Wb, Elisa용 Bcl10 토끼 다클론 항체 - O95999

품목 번호: CM0015202



### 소개

인간 Bcl10(NP\_003912.1, aa 1-118)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 신호 전달 및 림프종 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 사양                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Bcl10 토끼 pAb                                                         |
| 비고/별칭       | CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10                       |
| 종           | 인간                                                                   |
| GeneID (인간) | 8915                                                                 |
| GeneID      | 8915                                                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 Bcl10(NP_003912.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 항체 기원       | 토끼                                                                   |
| 분류          | 다클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                          |
| SWISS       | O95999                                                               |
| 단백질 분자량     | 26kDa                                                                |
| 배송          | 아이스팩                                                                 |