

Wb, If/Icc, Elisa용 Bcl6 토끼 다클론 항체 - P41182

품목 번호: CM0029897



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 BCL6 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 BCL6 단백질(79kDa)과 반응합니다. BCL6는 생식중심 B세포와 림프종에서 중요한 전사 억제인자입니다. 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCL6 토끼 pAb
비고/별칭	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
종	인간
GeneID	604
면역원	인간 BCL6 (NP_001124317.1)의 아미노산 1-280번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41182
단백질 분자량	79kDa
배송 방법	아이스백