

Bcs1L 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Y276

품목 번호: CM0025144

소개

사람, 마우스, 래트와 교차 반응성을 나타내며 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 BCS1L 토끼 다클론 항체입니다. 복합체 III 조립에 관여하는 미토콘드리아 샤페론 BCS1L(48kDa)을 표적으로 하며, 미토콘드리아 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCS1L 토끼 pAb
비고/별칭	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
종	사람
유전자ID (사람)	617
유전자ID	617
면역원	사람 BCS1L(NP_004319.1)의 아미노산 33-240번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y276
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스백